

**I**

**OPTOcrio<sup>®</sup>** è un cerotto hydrogel rinfrescante con Echinacea angustifolia, Ananas sativus, Ammonio glicirizzato, in grado di associare all'azione protettiva primaria un effetto criogenico decongestionante dato dalla lenta evaporazione dell'acqua che, assorbendo calore, determina un abbassamento della temperatura locale donando una sensazione di freschezza. Il lento rilascio delle sostanze contenute all'interno del cerotto favoriscono anche un effetto detergente, emolliente e lenitivo. **OPTOcrio<sup>®</sup>** è indicato per applicazioni dopo interventi chirurgici a livello oculare o in caso di congestione o gonfiore perioculare.

**MODALITA' D'USO**

Dopo aver estratto il cerotto hydrogel dalla bustina sigillata, rispettando la massima igiene delle mani, togliere la pellicola trasparente di protezione e applicare il cerotto più grande sulla zona oculare sottostante l'occhio e quello più piccolo sulla palpebra. La bustina contiene un liner con 2 cerotti grandi e 2 piccoli che possono essere utilizzati per entrambi gli occhi.

**ES**

**OPTOcrio<sup>®</sup>** es un parche refrescante de hidrogel con Echinacea angustifolia, Ananas sativus y Glicirrinato de Amonio, capaz de asociar un efecto criogénico descongestionante a su acción protectora principal gracias a la lenta evaporación del agua que, absorbiendo calor, determina un descenso de la temperatura local aportando una sensación de frescura. La lenta liberación de las sustancias presentes en el parche favorece también un efecto detergente, emoliente y lenitivo.

**OPTOcrio<sup>®</sup>** está indicado para la aplicación después de intervenciones quirúrgicas oculares o en caso de congestión o hinchazón periocular.

**MODO DE EMPLEO**

Cuidando al máximo la higiene de las manos, extraer el parche hidrogel del sobre sellado, quitar la película transparente de protección y aplicar el parche más grande en la zona ocular, debajo del ojo, y el más pequeño sobre el párpado. El sobre contiene una película con 2 parches grandes y 2 pequeños que pueden utilizarse en ambos ojos.

**P**

O **OPTOcrio<sup>®</sup>** é um penso-rápido em hidrogel rinfrescante, com Equinácea angustifolia, Ananás e Glicirrinato de amónio, que associa à ação protetora principal um efeito criogénico descongestionante, proporcionado pela evaporação lenta da água que, absorvendo calor, provoca um abaixamento da temperatura local dando uma sensação de frescor. A libertação lenta das substâncias contidas no penso rápido também favorecem um efeito detergente, emoliente e lenitivo. O **OPTOcrio<sup>®</sup>** é indicado para aplicações após intervenções cirúrgicas a nível ocular ou em caso de congestão ou de inchaço periocular.

**MODO DE USAR**

Após retirar o penso rápido em hidrogel do envelope fechado, com as mãos bem limpas, tirar a película transparente e aplicar o penso rápido maior na zona ocular abaixo do olho e aquele menor na pálpebra. O envelope contém uma membrana com 2 pensos rápidos grandes e 2 pequenos que podem ser usados para ambos os olhos.

Nel caso l'utilizzo fosse per un solo occhio la bustina dovrà essere chiusa perfettamente per evitare che il prodotto si asciughi. Per un effetto criogenico più marcato si consiglia di tenere il cerotto **OPTOcrio<sup>®</sup>**, nel suo involucro originale, per qualche ora in frigorifero prima della applicazione. Il prodotto sostituisce la borsa del ghiaccio. Si consigliano 2 applicazioni al giorno.

**AVVERTENZE**

Uso esterno. Monouso (vedi simbolo).

Il cerotto hydrogel tenuto fuori dalla bustina si asciuga. La funzionalità e la sicurezza del prodotto è garantita esclusivamente dall'integrità della busta e dalla chiusura della busta stessa dopo l'apertura.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi evidenti o di ipersensibilità al prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Seguire attentamente le istruzioni del Medico, in caso di stati infettivi non utilizzare lo stesso cerotto per entrambi gli occhi. In caso di riutilizzo può essere veicolo di infezioni. Se non si utilizzano tutti i cerotti, richiudere la bustina perfettamente ed utilizzare entro 1 mese.

La validità del prodotto è garantita solo in confezione integra e correttamente conservata.

En caso de tratar un solo ojo, es necesario cerrar el sobre perfectamente para evitar que se seque el producto. Para obtener un efecto criogénico más marcado, se recomienda mantener el parche **OPTOcrio<sup>®</sup>** en el frigorífico dentro de su envoltorio original durante algunas horas antes de la aplicación. El producto sustituye la bolsa de hielo. Es aconsejable efectuar 2 aplicaciones al día.

**ADVERTENCIAS**

Uso externo. Desechable (ver símbolo).

El parche de hidrogel se seca si se mantiene fuera del sobre. La funcionalidad y la seguridad del producto solo quedan garantizadas si se mantiene íntegro el sobre después de abrirlo.

**Uso externo.** Leer atentamente las instrucciones de uso. Suspender el tratamiento en caso de fenómenos de irritación evidentes o de hipersensibilidad al producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Seguir atentamente las instrucciones del oculista. En caso de estados infecciosos, no utilizar el mismo parche en los dos ojos. Si se vuelve a utilizar puede ser vehículo de infecciones. Si no se utilizan todos los parches, cerrar el sobre perfectamente y utilizarlo antes de 1 mes. La validez del producto únicamente es garantizada con un envase en buen estado.

Caso seja utilizado somente num dos olhos, o envelope deverá ser fechado corretamente para evitar que o produto seque. Para um efeito criogénico mais acentuado, aconselha-se manter o penso rápido **OPTOcrio<sup>®</sup>**, na sua embalagem original, durante algumas horas no frigorífico antes da sua aplicação. Este produto substitui o saco de gelo. Aconselha-se 2 aplicações por dia.

**ADVERTÊNCIAS**

Uso externo. Descartável (ver símbolos). O penso rápido em hidrogel seca caso seja mantido fora do envelope. A funcionalidade e a segurança do produto somente serão garantidas pela integridade do envelope após a sua abertura.

**Uso externo.** Ler atentamente as instruções para o uso. Interromper o tratamento em caso de fenómenos evidentes de irritação ou de hipersensibilidade ao produto. Manter fora do alcance de crianças. Seguir atentamente as instruções do médico oftalmologista. Em caso de infecções, não usar o mesmo penso rápido em ambos os olhos. Caso seja reutilizado, poderá provocar infecções. Caso não sejam utilizados todos os penso rápido, fechar o envelope corretamente e utilizá-los no prazo de 1 mês. A validade da compressa está garantida apenas quando a embalagem está intacta.