



il benessere degli occhi

OPTOdrase®



nell'astenopia accomodativa

L'astenopia accomodativa è una sindrome caratterizzata da un eccessivo affaticamento dei muscoli oculari, deputati alla messa a fuoco nella visione da vicino, e anche da un elevato stress retinico.

Riguarda soprattutto

- Videoterminalisti
- Studenti
- Ipermetropi e Presbiti
- Utilizzatori di mezzi di correzione visiva, in particolare:
 - Nuovo Paio di Occhiali e LAC
 - Nuova Gradazione
 - Lenti Multifocali

Sintomi

- Affaticamento visivo
- Difficoltà nella lettura e nella guida
- Visione Offuscata
- Irritazione ed Arrossamento Oculare
- Cefalea Frontale
- Nausea e Vertigini


Videoterminalisti




Ipermetropia



Studenti



Presbiopia




a s t e n o p i a a c c o m o d a t i v a

OPTOdrase®




MAGNESIO E POTASSIO: partecipano e regolano numerosi processi biochimici oculari, in particolare sono coinvolti nel metabolismo del tessuto muscolare. Una loro carenza può causare dolore e debolezza muscolare, sonnolenza, disattenzione, crampi e spasmi.

L-CARNITINA: è un cofattore enzimatico per la produzione di energia. E' particolarmente utile per il metabolismo del tessuto muscolare oculare. Una sua carenza può causare debolezza, crampi e accumulo di lipidi nel tessuto muscolare.



LUTEINA FloraGLO®: contribuisce al mantenimento dell'integrità funzionale della retina, in particolare protegge i fotorecettori ed il cristallino dal danno ossidativo e fotossidativo.



Bibliografia

- [1] Landrum JT, Bone RA. Lutein, zeaxanthin, and the macular pigment. Arch Biochem Biophys. 2001 Jan 1;385(1):28-40.
- [2] Handelman GJ, Dratz EA, Reay CC, van Kuijk JG. Carotenoids in the human macula and whole retina. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1988 Jun;29(6):850-5.
- [3] Pescosolido N, Imperatrice B, Karavitis P. The aging eye and the role of L-carnitine and its derivatives. Drugs R D. 2008;9 Suppl 1:3-14. doi: 10.2165/0126839-200809001-00002.
- [4] Flanagan JL, Simmons PA, Vehige J, Willcox MD, Garrett Q. Role of carnitine in disease. Nutr Metab (Lond). 2010 Apr 16;7:30. doi: 10.1186/1743-7075-7-30.
- [5] Peluso G, Petillo O, Barbarisi A, Melone MA, Reda E, Nicolai R, Calvani M. Carnitine protects the molecular chaperone activity of lens alpha-crystallin and decreases the post-translational protein modifications induced by oxidative stress. FASEB J. 2001 Jul;15(9):1604-6.

OPTOdrase®

OPTOdrase® è consigliato in tutte quelle situazioni in cui è necessario migliorare il metabolismo delle fibre muscolari oculari.

Grazie alla sua composizione può essere efficace nel combattere i sintomi dell'astenopia accomodativa e dell'affaticamento oculare.



Composizione

Una bustina contiene

Magnesio	375 mg
Potassio	300 mg
L-carnitina	200 mg
Luteina FloraGLO	2 mg

Modalità d'uso: 1 bustina al giorno, disciolta in un bicchiere d'acqua, nel corso della mattinata.

OPTOdrase®

grazie ai suoi costituenti,
può facilitare l'adattamento a:

- Nuovo paio di occhiali o lenti a contatto
- Nuova gradazione
- Lenti multifocali



www.optox.eu



Benessere degli occhi

assistenzaclienti@optox.it
02 36 63 58 82
06 56 19 60 09



OPTOX®



il benessere degli occhi

L'INNOVAZIONE IN OPTOMETRIA